


modello TOP

Dispositivo Medico Detraibile Classe I



### caratteristiche

- Strato superiore composto da 5 cm di Memory Foam D50
- Secondo strato composto da 4 cm di Waterfoam D25
- Terzo strato composto da 8,5 cm di Waterfoam rigido e portante D32
- Quarto strato composto da 4,5 cm di Waterfoam D28
- Rigidità: media
- Rivestimento lavabile in lavatrice a 30° C
- Materasso finito: 24 cm

### disimballaggio

Aprire la confezione che tiene il materasso sottovuoto facendo attenzione a non danneggiare il tessuto esterno del materasso. Una volta aperta si consiglia di stendere il materasso sulla rete e di attendere qualche ora prima di distendersi su di esso. Normalmente sono sufficienti 4-5 ore affinché il materasso riprenda la sua forma originale, tuttavia potrebbero essere necessarie fino a 48 ore nel caso in cui il prodotto sia rimasto sottovuoto per diversi giorni. Vi ricordiamo di togliere il materasso dal sottovuoto entro 1 mese. Non garantiamo il prodotto dopo la scadenza di apertura indicata. Il materasso deve essere posizionato con l'etichetta dalla parte dei piedi, rivolta verso il lato superiore.

### cura e manutenzione del prodotto

**Pulizia del materasso** Col tempo potrebbe accumularsi della polvere sul materasso quindi sarà sufficiente utilizzare un aspirapolvere con la bocchetta a diretto contatto con la superficie del materasso per aspirare ed eliminare ogni traccia di polvere o sporco. Sarebbe buona cosa eseguire questa operazione ad ogni cambio stagione. Sono invece da evitare prodotti chimici di ogni genere, in quanto se assorbiti dal materasso potrebbero rilasciare sostanze nocive durante il sonno e causare gravi danni alla nostra salute. Solo nel caso di macchie difficili da rimuovere, si può ricorrere a una semplice soluzione di acqua e bicarbonato.

**Letto a doghe** La migliore soluzione di supporto per il materasso è una rete a doghe. Una tavola intera rigida non permetterà al materasso di traspirare e va per questo evitata. La rete a molle, solitamente è troppo morbida per accogliere un materasso in Memory Foam.

**Areare la stanza** La stanza dovrebbe essere regolarmente areata in modo da consentire un maggiore ricambio d'aria.

**Fonti di calore** Mai posizionare il materasso vicino a fonti di calore come caloriferi, stufe o altre fonti di calore dirette. Il materasso potrebbe deformarsi perdendo le sue proprietà benefiche.

**Umidità** I materiali utilizzati sono antimuffa, ad ogni modo è sconsigliato dormire in un ambiente troppo umido sia per il materasso sia per la nostra salute durante il sonno.